

## PROTECTOR VISUAL TIPO GOGGLES / GL - PV

### DESCRIPCIÓN

Goggles con material de **poli-carbonato 100% transparente**, recubierto de **vinipiel** y **carbón activo**. Se encuentra disponible en colores **blanco** y **negro**.

Con fibra de poliuretano y carbón activo detrás de las gafas, lo que brinda una mayor comodidad y evita que el rostro sufra daños y marcas que son comunes al usar gafas o goggles para protección de los ojos.

Su elástico con velcro ajustable permite que los goggles puedan usarse por cualquier persona sin importar su tipo de cabeza, ya que incluye clips de ajuste por atrás que permitan apretar o aflojar el elástico.

Fabricada con materiales resistentes al desgaste y de la más alta calidad, asegurando así su reutilización por largo tiempo.

### APLICACIÓN

Se emplea para uso médico, clínico y común.

Se deben utilizar los goggles en caso de contingencias ambientales, virales o de cualquier índole sanitaria donde los ojos puedan hacer contacto con diferentes contaminantes.

Su función principal es proteger los ojos y ayudar a establecer contacto físico con personas que puedan estar contaminadas o infectadas con la ayuda de un cubrebocas.

### USO

Colocarse los goggles en la cabeza, pasando el elástico con velcro por la nuca.

Ajustar correctamente la banda elástica en la parte trasera de la cabeza con los clips.

### PRECAUCIONES

Evitar el contacto con objetos puntiagudos o punzantes con los goggles, ya que puede rayarse o cortar alguno de los materiales.

Los goggles deben ser desinfectados y limpiados antes de usar, para evitar el contacto accidental con cualquier contaminante.

No jalar con fuerza de las costuras, ya que podría dañar los materiales y la integridad de los goggles.

VISTA DE FRENTE



VISTA PERSPECTIVA

**\*IMAGEN CON FINES ILUSTRATIVOS**